



Gebrauchs- und Pflegeanleitung Bantoo® 2er Set

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Bantoo® 2er-Sets.

Mit dem Bantoo haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden!

Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert, es enthält keine Schwermetalle und besteht aus 100% recyclingfähigem Kunststoff.



Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben, damit es nicht zu Verletzungen und Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Geben Sie die Anleitung auch bei Weitergabe des Artikels unbedingt mit.

Mit dem neuen Bantoo als einfach einsetzbares Massage Tool kann die Durchblutung gefördert werden. Eingesetzt wird die Bantoo in der Massage und eignet sich hier speziell für die Fußreflexzonenmassage. Der massierende Partner rollt mit der Hand den Bantoo über die zu massierende Körperfläche und übt dabei je nach Bedarf einen leichten bis starken Druck aus.

Kleine Gerätekunde:

Bantoo ist gehärtetem Ruton

Bantoo hat härtere Noppel als die Bodyroll

Größe ca. 11 x 5 cm

Temperatur-Beständigkeit:

Bantoo ist UV-beständig und auch bedingt hitzebeständig. Bis 45°C kann Bantoo problemlos eingesetzt werden. Es sollte jedoch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden (z.B. am Fenster).

Bantoo ist auch kältebeständig, jedoch sollte die Lagerungstemperatur nicht unter -10°C liegen. Das Material wird durch zunehmende Kälte fester.

Pflege:

Zum Reinigen des Bantoo können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an.



Congratulations!

**You are now the owner of a, a product Bantoo® 2er-Sets “made in Germany”.
This sports tool was produced in compliance with valid EU norms, it contains no heavy
metals and is made of 100% recyclable plastic.**



Read, understand and follow these safety instructions and use the product only as described to avoid injuries or damages. Keep this manual for later reference. Forward the instructions to every user.

Roll – enjoy. Simple and effective.

The new Bantoo Massage Tool can improve blood circulation. The massage roll for the entire body. Ideal for foot reflex massage.

The small tools offer a wide contact surface. Massage can be done with a partner or on your own, putting more or less pressure on the Bantoo.

Equipment details:

Both sets are made of high-grade Rulon.

The Bantoo has harder knobs than the Bodyroll.

Size: Approx. 11 x 5 cm

Temperature resistance:

The Bantoo is resistant against ultraviolet rays and heat. It can be used in temperatures up to 45°C. Please do not store it permanently exposed to direct sunlight (e.g. near a window).

This tool also resists below freezing temperatures, however it should not be stored in temperatures below -10°C permanently.

Care:

Use any mild standard detergents and disinfectants. Dissolvers as well as acidic or corrosive cleansers can harm the material. The Bantoo is waterproof.