

Gebrauchs- und Pflegeanleitung Actiball® / Actiball® Grip / Actiball® Relax

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Actiball®.

Mit dem Actiball® haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden!

Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.

Der Actiball ist ein luftgefülltes Regenerationstool zur Selbstmassage. Mit einem Durchmesser von 6 - 9 cm ist er leicht und platzsparend einzusetzen. Bei der Massage unter Einsatz des eigenen Körpergewichts sollen vor allem Verklebungen und Verspannungen gelöst werden.

Die Noppen ermöglichen einen noch effektiveren und angenehmeren Massageeffekt, wobei die Durchblutung gefördert werden kann. Der Actiball wird im Bereich der Faszien-Fitness, in Training und Therapie eingesetzt.

Das Material Ruton® ist gehärtet, robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, geruchlos und zu 100% recyclebar.

Actiball®

Größe: ca. 9 cm Ø
Gewicht: ca. 0,140 kg
Material: Ruton®

Actiball® Grip

Größe: ca. 9 cm Ø
Gewicht: ca. 0,110 kg
Material: Ruton®

Actiball® Relax S

Größe: ca. 6 cm Ø
Gewicht: ca. 0,70 kg
Material: Ruton®

Actiball® Relax M

Größe: ca. 8 cm Ø
Gewicht: ca. 0,105 kg
Material: Ruton®

Actiball® Relax L

Größe: ca. 12 cm Ø
Gewicht: ca. 0,150 kg
Material: Ruton®

Temperatur-Beständigkeit:

Der Actiball ist UV-beständig und auch bedingt hitzebeständig. Bis 45°C kann Der Actiball problemlos eingesetzt werden. Es sollte jedoch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden (z.B. am Fenster). Das Material wird durch zunehmende Wärme weicher.

Der Actiball ist auch kältebeständig, jedoch sollte die Lagerungstemperatur nicht unter -10°C liegen. Das Material wird durch zunehmende Kälte fester.

Pflege:

Zum Reinigen des Actiballs können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an.